

## Anticorpo Monoclonale Anti-Atp2B1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P20020

Numero articolo: CM0006344



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-ATP2B1, validato in WB, IF/ICC, ELISA, reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Per studiare l'omeostasi del calcio, la regolazione della pressione sanguigna, la mineralizzazione ossea e la sensibilità all'insulina.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                        |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nome Prodotto         | ATP2B1 Rabbit mAb             |
| Note/Alias            | MRD66; PMCA1; PMCA1kb; ATP2B1 |
| Specie                | Umano                         |
| GeneID                | 490                           |
| Immunogeno            | Peptide sintetico             |
| Sorgente              | Coniglio                      |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali         |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA             |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto            |
| SWISS                 | P20020                        |
| Peso Proteico         | 135 kDa                       |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio             |