

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Atp2B2 Per Wb, Elisa - Q01814

Numero articolo: CM0028421

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a ATP2B2 (PMCA2), adatto per WB ed ELISA. Reagisce incrociatamente con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio dell'omeostasi del calcio e della funzione uditiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATP2B2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	PMCA2; DFNA82; PMCA2a; PMCA2i; ATP2B2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	491
GenelD	491
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante che contiene una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-80 di ATP2B2 umano (NP_001674.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q01814
Peso proteico	137kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio