

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Atp4B (Idrogeno Potassio Atpasi Beta) Per Ihc-P, Elisa - P51164

Numero articolo: CM0003296

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la subunità beta dell'ATPasi di trasporto del potassio/ATP4B umana. Convalidato per IHC-P ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Supporta studi sulla pompa protonica gastrica e sul trasporto ionico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATP4B Rabbit mAb
Note/Alias	Idrogeno Potassio ATPasi Beta; ATP4B
Specie	Umana
GeneID (Umano)	496
GeneID	496
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 192-291 dell'ATP4B umana (P51164)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P51164
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio