

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atp4B (Subunità B Dell'atpasi Gastrica H⁺/K⁺) Per Wb Ed Elisa - P51164

Numero articolo: CM0013852

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ATP4B, la subunità beta dell'ATPasi gastrica H⁺/K⁺ (33 kDa). Validato per WB ed ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della secrezione acida gastrica e della funzione delle cellule parietali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATP4B Rabbit pAb
Note/Alias	ATP6B; ATP4B
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	496
GeneID	496
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 62-291 di ATP4B umano (NP_000696.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P51164
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante