

Anticorpo Policlonale Anti-Atp5A1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P25705

Numero articolo: CM0029425



introduzione

Validato in WB, IF/ICC, ELISA, questo anticorpo policlonale di coniglio è diretto contro ATP5A1 umano (subunità alfa della ATP sintasi F1), con reattività crociata per topo e ratto. Ideale per la ricerca sui mitocondri e per studi sul metabolismo energetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATP5A1 Rabbit pAb
Note/Alias	OMR; ORM; ATPM; MOM2; ATP5A; hATP1; ATP5A1; MCSDN4; ATP5AL2; COXPD22; HEL-S-123m
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	498
ID Gene	498
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di ATP5A1 umano (NP_004037.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P25705
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio