


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Atp5A1 Per Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P25705

Numero articolo: CM0002190



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ATP5A1, convalidato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Rileva la subunità alfa della ATP sintasi umana, murina e di ratto. Ideale per studi sulla funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATP5A1 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	OMR; ORM; ATPM; MOM2; ATP5A; hATP1; ATP5A1; MC5DN4; ATP5AL2; COXPD22; HEL-S-123m
Specie	Umana
ID gene (Umano)	498
ID gene	498
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 della ATP5A1 umana (P25705).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P25705
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio