


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Atp5C1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36542

Numero articolo: CM0013920



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ATP5C1 convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva la subunità gamma dell'ATP sintasi umana, murina e ratto (P36542), un componente del peduncolo centrale del complesso V mitocondriale, adatto per ricerche sul metabolismo e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATP5C1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ATP5C; ATP5C1; ATP5CL1
Specie	Umano
Gene ID	509
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-298 dell'ATP5C1 umano (NP_001001973.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P36542
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio