

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Atp5D Per Wb, If/Icc, Elisa - P30049

Numero articolo: CM0026214



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato all'ATP5D umano (sottounità delta dell'ATP sintasi F1, mitocondriale). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca mitocondriale e gli studi sull'ATP sintasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	ATP5D Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ATP5D; MC5DN5
Specie	Umano
GeneID (umano)	513
GeneID	513
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-168 dell'ATP5D umano (NP_001678.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P30049
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio