


Anticorpo Monoclonale Anti-Atp5G1 Per Wb, If-P, Elisa - P05496

Numero articolo: CM0006674



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità che si targeting umano ATP5G1, una subunità C1 della ATP sintasi mitocondriale. Adatto per applicazioni WB, IF-P ed ELISA con reattività crociata in campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATP5G1 Rabbit mAb
Note/Alias	ATP5A; ATP5G; ATP5G1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	516
GeneID	516
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 dell'ATP5G1 umano (P05496).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05496
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio