

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atp5G2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q06055

Numero articolo: CM0020479

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ATP5G2 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA.

Reagisce con campioni umani e di topo. Ideale per la ricerca sulla ATP sintasi mitocondriale e gli studi sul trasporto protonico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ATP5G2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ATP5A, ATP5G2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	517
ID Gene	517
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 dell'ATP5G2 umano (NP_001002031.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q06055
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio