

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Atp5H Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75947

Numero articolo: CM0028904



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro ATP5H (sottounità d del peduncolo periferico dell'ATP sintasi, O75947). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATP5H Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ATPQ; APT5H; ATP5H
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10476
GeneID	10476
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-161 dell'ATP5H umano (NP_006347.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O75947
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio