

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atp5I Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56385

Numero articolo: CM0020709



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'ATP5I umano (subunità e dell'ATP sintasi). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sul mitocondrio e sull'ATP sintasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATP5I Rabbit pAb
Note/Alias	ATP5I; ATP5K
Specie	Umano
GenelD (Umano)	521
GenelD	521
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P56385
Peso Molecolare Proteina	8kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio