


Anticorpo Policlonale Anti-Atp5J Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18859

Numero articolo: CM0026588



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ATP5J di alta qualità per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce la subunità F6 del peduncolo periferico dell'ATP sintasi in campioni umani, di topo e di ratto, supportando gli studi sul metabolismo mitocondriale ed energetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATP5J Rabbit pAb
Note/Alias	F6; CF6; ATP5; ATPM; ATP5A; ATP5J
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	522
ID Gene	522
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-108 dell'ATP5J umano (NP_001676.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P18859
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio