

## Anticorpo Policlonale Anti-Atp5J2 Per Wb Ed Elisa - P56134

Numero articolo: CM0019905



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'ATP5J2 umano, adatto per applicazioni di WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sul complesso dell'ATP sintasi mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto   | Anticorpo Policlonale di Coniglio ATP5J2                                                                          |
| Note/Alias          | ATP5J2, ATP5JL                                                                                                    |
| Specie              | Umano                                                                                                             |
| ID Gene             | 9551                                                                                                              |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-94 dell'ATP5J2 umano (NP_004880.1) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                             |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                         |
| Reattività Crociata | Topo, Ratto                                                                                                       |
| SWISS               | P56134                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 11kDa                                                                                                             |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                |