

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atp5L Per Wb, If/Icc, Elisa - O75964

Numero articolo: CM0026159



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ATP5L umano (sottounità g della membrana dell'ATP sintasi), adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'ATP sintasi mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATP5L Rabbit pAb
Note/Alias	ATP5L; ATP5JG
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10632
ID Gene	10632
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-103 dell'ATP5L umano (NP_006467.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O75964
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio