


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atp50 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48047

Numero articolo: CM0028564



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'ATP50 umano (OSCP), una subunità della sintasi ATP mitocondriale. Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA con reattività umana, murina e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo energetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATP50 Rabbit pAb
Note/Alias	ATPO; OSCP; ATP50; HMC08D05
Specie	Umano
GenelD (Umano)	539
GenelD	539
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-213 dell'ATP50 umano (NP_001688.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P48047
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacca refrigerante