

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Atp6 Per Wb, Elisa - P00848

Numero articolo: CM0006710

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ATP6 (subunità a della ATP sintasi) per WB e ELISA. Rileva l'ATP6 umano, una subunità chiave del canale protonico della ATP sintasi mitocondriale. Ideale per la ricerca sul metabolismo e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATP6 Rabbit mAb
Note/Alias	ATP6
Specie	Mouse
GeneID (Uomo)	4508
GeneID	17705
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P00848
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio