

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atp6 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P00848

Numero articolo: CM0030522

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ATP6 (subunità a del complesso F(0) dell'ATP sintasi, noto anche come MT-ATP6) per applicazioni di Western blot (WB), immunofluorescenza (IF/ICC), immunoistochimica (IHC-P) e ELISA. Rileva ATP6 umano e murino.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATP6 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	MT-ATP6, MTATP6, ATPASE6
Specie	Mouse
ID gene (Umano)	4508
ID gene (Murino)	17705
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 127-226 di ATP6 murino (NP_904333.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse
SWISS	P00848
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio