


Anticorpo Policlonale Anti-Atp6Ap1 Per Wb, Elisa - Q15904

Numero articolo: CM0017529



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ATP6AP1 (subunità S1 della V-ATPasi), validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della funzione delle pompe protoniche, del traffico di membrana e dell'omeostasi intracellulare del ferro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATP6AP1 Rabbit pAb
Note/alias	16A; CF2; Ac45; XAP3; XAP-3; ATP6S1; VATP51; ATP6IP1; ATP6AP1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	537
GeneID	537
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-390 di ATP6AP1 umano (NP_001174.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q15904
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante