


Anti-Atp6Ap2 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - 075787

Numero articolo: CM0026735



introduzione

Anti-ATP6AP2 Coniglio Anticorpo Policlonale validato per WB ed ELISA. Riconosce la proteina ATP6AP2 umana, murina e ratto (recettore della renina, 39 kDa). Adatto per la ricerca IVD nel sistema renina-angiotensina e nella biologia lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATP6AP2 Coniglio pAb
Note/Alias	PRR; M8-9; MRXE; REN; XMRE; XPDS; CDG2R; HT028; MRXSH; ELDF10; ATP6IP2; MSTP009; APT6M8-9; ATP6M8-9; ATP6AP2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10159
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 251-350 dell'ATP6AP2 umano (NP_005756.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	075787
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio