


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Atp6V0A1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q93050

Numero articolo: CM0015621



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ATP6V0A1 per WB, IF/ICC, ELISA; riconosce umano, topo, ratto. Sottounità $\alpha 1$ V-ATPase per studi sull'acidificazione degli organelli, segnalazione mTORC1 e sviluppo neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATP6V0A1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	$\alpha 1$; Stv1; VPP1; Vph1; ATP6N1; DEE104; NEDEBA; ATP6N1A; ATP6V0A1
Specie	Umano
GeneID (umano)	535
GeneID	535
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-300 di ATP6V0A1 umano (NP_001123493.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q93050
Peso proteico	96kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio