


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Atp6V0C Per Wb E Elisa - P27449

Numero articolo: CM0004716



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per ATP6V0C umano (subunità c proteolipidica 16 kDa della ATPasi protonica di tipo V), validato per applicazioni in Western blot e ELISA. Ideale per studi sull'acidificazione vacuolare e sulla funzione lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATP6V0C Rabbit mAb
Note / Alias	ATP6V0C; ATP6C; ATP6L; ATPL; VATL; VPPC; Vma3; ATPase H+ transporting V0 subunit c
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	527
Immunogeno	Peptide sintetico; Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di ATP6V0C umano. (NP_001685.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Umana
SWISS	P27449
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio