


## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Atp6V0C Per Wb, If/Icc, Elisa - P27449

Numero articolo: CM0023098



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-ATP6V0C, convalidato per Western blot (WB), Immunofluorescenza/Immunocitochimica (IF/ICC) e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Essenziale per lo studio della funzione del canale protonico della vacuolare ATPasi e dell'acidificazione lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | ATP6V0C Rabbit pAb                                                                                                                            |
| Note/Alias          | ATPL; VATL; VPPC; Vma3; ATP6C; ATP6L; ATP6V0C                                                                                                 |
| Specie              | Umano                                                                                                                                         |
| GenelD (Umano)      | 527                                                                                                                                           |
| GenelD              | 527                                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'ATP6V0C umano (NP_001185498.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                             |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                            |
| SWISS               | P27449                                                                                                                                        |
| Peso proteico       | 16 kDa                                                                                                                                        |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                         |