


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atp6V0D1 Per Wb, Elisa - P61421

Numero articolo: CM0031029



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'ATP6V0D1 umano (subunità d1 della V-ATPasi), validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studiare l'acidificazione lisosomiale e la segnalazione di mTORC1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ATP6V0D1 Rabbit pAb
Note/Alias	P39; VATX; VMA6; ATP6D; ATP6DV; VPATPD; ATP6V0D1
Specie	Umano
GenelD (umano)	9114
GenelD	9114
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-351 dell'ATP6V0D1 umano (NP_004682.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61421
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio