


Anticorpo Policlonale Anti-Atp6V1A Per Wb Ed Elisa - P38606

Numero articolo: CM0013720



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ATP6V1A umano (subunità catalitica A della V-ATPasi). Validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla V-ATPasi, sul trasporto ionico e sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATP6V1A Rabbit pAb
Note/Alias	HO68; VA68; VPP2; Vma1; DEE93; ARCL2D; ATP6A1; IECEE3; ATP6V1A1; ATP6V1A
Specie	Umano
GeneID (umano)	523
GeneID	523
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-600 di ATP6V1A umano (NP_001681.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P38606
Peso della proteina	68 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante