

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Atp6V1B1 Per Wb, If-P, Elisa - P15313

Numero articolo: CM0030681

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità targeting l'ATP6V1B1 umano (subunità B1 della V-ATPasi). Convalidato per WB, IF-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sull'acidificazione renale e la sordità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATP6V1B1 Rabbit pAb
Note/Alias	VATB; VMA2; VPP3; DRTA2; RTA1B; ATP6B1; ATP6V1B1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	525
ID gene	525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 dell'ATP6V1B1 umano (NP_001683.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P15313
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio