


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Atp6V1B2 Per Wb, Elisa - P21281

Numero articolo: CM0026824



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro ATP6V1B2, adatto per Western blot e ELISA. Riconosce l'isoforma cerebrale della subunità B V-ATPase umana, murina e ratto, una proteina da 57 kDa essenziale per il trasporto di protoni e l'acidificazione lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATP6V1B2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DOOD; HO57; VATB; VPP3; Vma2; ZLS2; ATP6B2; ATP6B1B2; ATP6V1B2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	526
GeneID	526
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 262-511 dell'ATP6V1B2 umano (NP_001684.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P21281
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio