


Anticorpo Policlonale Anti-Atp6V1D Per Wb, Elisa - Q9Y5K8

Numero articolo: CM0015206



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting umano ATP6V1D (sottounità D V-ATPase), adatto per WB e ELISA. Cross-reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio dell'acidificazione vacuolare, della segnalazione mTORC1 e della biogenesi del ciglio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATP6V1D Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	VATD; VMA8; ATP6M; ATP6V1D
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	51382
Gene ID	51382
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-247 dell'ATP6V1D umano (NP_057078.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5K8
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio