


## Anticorpo Policlonale Anti-Atp6V1E1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P36543

Numero articolo: CM0026234



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a ATP6V1E1, adatto per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Essenziale per la ricerca sul complesso V-ATPasi e sul trasporto ionico. - P36543

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | ATP6V1E1 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Note/Alias          | P31; Vma4; ATP6E; ARCL2C; ATP6E2; ATP6V1E; ATP6V1E1                                                                              |
| Specie              | Umano                                                                                                                            |
| Gene ID (umano)     | 529                                                                                                                              |
| Gene ID             | 529                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 77-226 di ATP6V1E1 umano (NP_001687.1). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                            |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                               |
| SWISS               | P36543                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 26kDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Sacca di ghiaccio                                                                                                                |