

Anti-Atp6V1G2 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - O95670

Numero articolo: CM0023654

introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio anti-ATP6V1G2 di CamelBio rileva la subunità G2 della V-ATPasi (14 kDa) in campioni umani, murini e ratto tramite WB, IHC-P, ELISA per la ricerca sulla pompa protonica vacuolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	ATP6V1G2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	NG38; ATP6G; VMA10; ATP6G2; ATP6V1G2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	534
GenelD	534
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-100 dell'ATP6V1G2 umano (NP_569730.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O95670
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio