

Anticorpo Policlonale Anti-Atp6V1G3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Lb4

Numero articolo: CM0016997

introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio contro ATP6V1G3, mirato alla subunità G 3 della V-ATPasi. Validato per WB, IHC-P ed ELISA con reattività crociata al topo. Ideale per la ricerca sull'acidificazione renale e sul trasporto ionico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATP6V1G3 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	Vma10; ATP6G3; ATP6V1G3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	127124
GeneID	127124
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-118 dell'ATP6V1G3 umano (NP_573569.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q96LB4
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio