

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Atp7A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q04656

Numero articolo: CM0008382



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ATP7A di alta qualità validato per applicazioni su campioni umani, tra cui WB, IF/ICC ed ELISA. Ideale per studiare l'omeostasi del rame, la malattia di Menkes e il traffico proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATP7A Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	MK; MNK; DMAX; SMAX3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	538
GeneID	538
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-79 di ATP7A umano (NP_000043.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q04656
Peso Proteico	11-172 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio