

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Atp7A Per Wb E Elisa - Q04656

Numero articolo: CM0027360



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-ATP7A altamente specifico convalidato per WB e ELISA. Rileva l'ATP7A umano con reazione crociata verso il ratto. Ideale per la ricerca sull'omeostasi del rame, la malattia di Menkes e la funzione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATP7A Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	MK; MNK; DMAX; SMAX3; ATP7A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	538
ID gene	538
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi da 1 a 79 dell'ATP7A umano (NP_000043.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q04656
Peso proteico	11-172 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio