

Anti-Atp7B Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - P35670

Numero articolo: CM0029077



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting l'ATPasi 2 di trasporto del rame umano (ATP7B). Validato per WB, IHC-P, ELISA; cross-reattiva con topo e ratto. Ideale per studi sulla malattia di Wilson e sull'omeostasi del rame.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	ATP7B Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	WD; PWD; WC1; WND; ATP7B
Specie	Umano
GenelD (Umano)	540
GenelD	540
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35670
Peso Proteico Molecolare	157 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio