

Anticorpo Monoclonale Anti-Atp8 Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P03928

Numero articolo: CM0005264



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità ATP8 (P03928) validato per Western blot, IP, IHC-P ed ELISA. Reagisce con la subunità 8 del complesso F(0) dell'ATP sintasi umana e del ratto, con un peso molecolare di 8 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATP8 Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	ATPase8; MTATP8; ATP8
Specie	Umano
GeneID (umano)	4509
GeneID	4509
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-68 di ATP8 umano (YP_003024030.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonati
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P03928
Peso Proteico	8kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio