


Anticorpo Monoclonale Murino Anti-Atpb Per Wb, Ihc-P, Elisa - P06576

Numero articolo: CM0006787



introduzione

Anticorpo monoclonale murino altamente specifico contro ATP5B umano. Validato per WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla subunità beta della ATP sintasi e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATPB Mouse mAb
Note / Alias	ATP5B; ATPMB; ATPSB; HUMOP2; HEL-S-271
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	506
GeneID	506
Immunogeno	Peptide sintetico - un peptide sintetizzato derivato dall'ATPB umano
Provenienza	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P06576
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio