


Anticorpo Monoclonale Anti-Atpb Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06576

Numero articolo: CM0002982



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta affinità diretto contro la subunità beta dell'ATP sintasi umana (ATPB), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo energetico mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ATPB Rabbit mAb
Note/Alias	ATP5B; ATPMB; ATPSB; HUMOP2; HEL-S-271; ATPB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	506
GeneID	506
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 230-529 di ATPB umano (NP_001677.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06576
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio