


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Atpb - P06576

Numero articolo: CM0030274



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la subunità beta della ATP sintasi mitocondriale (ATPB/ATP5B). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, con reattività in uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo energetico mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATPB Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	ATP5B; ATPMB; ATPSB; HUMOP2; HEL-S-271; ATPB
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	506
GeneID	506
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 230-529 della ATPB umana (NP_001677.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P06576
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio