


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Atpif1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uii2

Numero articolo: CM0005362



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ATPIF1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con ATPIF1 umano, murino e ratto. Ideale per studi sulla funzione mitocondriale, inibizione dell'ATPasi e sintesi dell'eme eme.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATPIF1 mAb Coniglio
Osservazioni / Alias	IP; ATP1; ATPIP; ATPIF1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	93974
Gene ID	93974
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-106 dell'ATPIF1 umano (NP_057395.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9Uii2
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio