


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atpif1 (Validato Ko) Per Wb E Ip - Q9Uii2

Numero articolo: CM0030942



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ATPIF1 umano, validato per specificità knockout (KO). Adatto per WB, IP, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con il topo. Ideale per la ricerca sull'inibizione dell'ATPasi mitocondriale e sulla sintesi dell'eme.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] ATPIF1 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	IP; ATPi; ATPiP; ATPIF1; F1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	93974
ID Gene	93974
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-106 di ATPIF1 umano (NP_057395.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9Uii2
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio