


Anticorpo Policlonale Anti-Atr Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13535

Numero articolo: CM0013514



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting la chinasi ATR coinvolta nella segnalazione del checkpoint di danni al DNA. Adatto per WB, IHC-P ed ELISA; rileva ATR umano, murino e ratto (~301 kDa). Ideale per la ricerca sul cancro e l'instabilità genomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATR Rabbit pAb
Note/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	545
GeneID	545
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-500 dell'ATR umano (NP_001175.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13535
Peso proteico	301kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio