


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Atr Per Wb E Elisa - Q13535

Numero articolo: CM0003527



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-ATR validato per Western Blot e ELISA, riconosce ATR umano e murino (301 kDa). Ideale per ricerche sulla risposta al danno del DNA, la segnalazione dei checkpoint e l'integrità dell'involucro nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATR Rabbit mAb
Note/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
Specie	Umana
GenelD (Umana)	545
GenelD	545
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2100-2200 dell'ATR umano (NP_001175.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q13535
Peso proteico	301kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio