


Anticorpo Monoclonale Anti-Atrip Per Wb, Elisa - Q8Wxe1

Numero articolo: CM0003515



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting ATRIP umano (proteina interagente con ATR), validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi sulla segnalazione del checkpoint di danni al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATRIP Rabbit mAb
Note/Alias	ATRIP; proteina interagente con ATR
Specie	Umano
Gene ID	84126
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 200-300 di ATRIP umano (Q8WXE1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WXE1
Peso Proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio