


Anticorpo Policlonale Anti-Atrip Per Wb, Elisa - Q8Wxe1

Numero articolo: CM0027773



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità di coniglio contro la proteina umana ATRIP (ATR-interacting protein) per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso il topo. Essenziale per la ricerca sulla segnalazione del checkpoint del danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ATRIP Rabbit pAb
Note/Alias	ATRIP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84126
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 della proteina ATRIP umana (NP_569055.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q8WXE1
Peso Proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio