


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atrip - Q8Wxe1

Numero articolo: CM0028411



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità targeting ATRIP umana (proteina interagente con ATR), adatto per applicazioni WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Fondamentale per la ricerca sulla risposta al danno del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | ATRIP Rabbit pAb                                                                                                             |
| Note/Alias            | ATRIP                                                                                                                        |
| Specie                | Umana                                                                                                                        |
| GeneID (Umana)        | 84126                                                                                                                        |
| GeneID                | 84126                                                                                                                        |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di ATRIP umana (NP_569055.1). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                        |
| Reattività incrociata | Umana                                                                                                                        |
| SWISS                 | Q8WXE1                                                                                                                       |
| Peso proteico         | 86kDa                                                                                                                        |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                        |