

Anticorpo Policlonale Anti-Atrnl1 Per Wb E Elisa - Q5Vv63

Numero articolo: CM0016987

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ATRNL1 di alta qualità per WB e ELISA, a reazione crociata con uomo e topo. Adatto per lo studio della segnalazione delle melanocortine e dell'omeostasi energetica. Peso molecolare 153kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATRNL1 Rabbit pAb
Note/Alias	ALP; bA338L11.1; bA454H24.1; ATRNL1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	26033
GeneID	26033
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 53-160 di ATRNL1 umana (NP_001263211.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q5VV63
Peso proteico	153kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio