


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atrx Per If-P Ed Elisa - P46100

Numero articolo: CM0022444



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ATRX umano, adatto per immunofluorescenza (IF-P) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sul rimodellamento della cromatina e la biologia dei telomeri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATRX Rabbit pAb
Note/Alias	JMS; XH2; XNP; MRX52; RAD54; RAD54L; ZNF-HX
Specie	Umano
GeneID (Umano)	546
GeneID	546
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2273-2413 dell'ATRX umano (NP_000480.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P46100
Peso proteico	283kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio