


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Atrx Per Wb, Elisa - P46100

Numero articolo: CM0022010



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ATRX umano, un rimodellatore della cromatina coinvolto nel mantenimento dei telomeri e nella regolazione trascrizionale. Validato per WB ed ELISA; presenta reattività crociata con ATRX murino. Adatto per la ricerca epigenetica e oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ATRX pAb di coniglio
Note/Alias	JMS, XH2, XNP, MRX52, RAD54, RAD54L, ZNF-HX, ATRX
Specie	Umano
ID del gene (umano)	546
ID del gene	546
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2100-2200 di ATRX umano (NP_000480.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P46100
Peso della proteina	283 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante