

Anticorpo Policlonale Anti-Atxn10 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubb4

Numero articolo: CM0028287

introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio ATXN10 per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per studiare l'atassia spinocerebellare, la citochinesi e la sopravvivenza neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	ATXN10 Anticorpo pAb Coniglio
Note/Alias	E46L; ATX10; SCA10; HUMEEP; ATXN10
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	25814
ID Gene	25814
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 346-475 di ATXN10 umano (NP_037368.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBB4
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio