


Anticorpo Policlonale Anti-Atxn2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99700

Numero articolo: CM0022978



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ATXN2 umano (Ataxina-2). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla neurodegenerazione e sul traffico di EGFR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ATXN2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ATX2; SCA2; TNRC13; ATXN2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6311
ID gene	6311
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1250-1331 dell'ATXN2 umano (NP_002964.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99700
Peso proteico	140kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio